

身體數據量測設備使用 & 健康100APP操作說明



STEP 1


準備學生證、下載

「中國醫藥大學APP」



STEP 2

* 詢問人員拿取測量用手機 *



點開手機主頁Health100，

按右上方三個點，

選擇QRcode登入，

掃描學生證正面條碼登入，

並確認頁面姓名是否正確。



STEP 3

將鞋襪脫好，
欲量測哪個項目，
即點選螢幕該選項，
畫面出現**裝置掃描中**；
使用者站上儀器後，
畫面會出現**量測中**。

身高體重計 HEIGHT&WEIGHT

體脂計 WEIGHT SCALE

血氧濃度計 SPO2

血壓計 BLOOD PRESSURE

血糖計 BLOOD GLUCOSE



STEP 4


結束測量時，
即出現測量結果，
再點選下方上傳，
資料即匯入使用者
手機中的健康100系統

← 身高體重計

Height

Weight

上傳



STEP 5

點開**學校APP**，

查看數據




STEP 6

查看app資料，
拿取

「身高、體重量測記錄表」、

「體脂機量測記錄表」，

填寫使用紀錄



健康中心衛保組 關心您~

